

## 施術師用イオンクレンジングプレミアム by AMD かんたんスタート

1. ライナーを敷きバスタブに“Fill line”の線までお湯をいれます。




2. アレイをコントローラーに接続し、バスタブにセットします。




# IonCleanse<sup>®</sup> Premier by AMD

3. 電源を入れ Start ボタンを一度押したあと【8/Time】ボタンを押し使用時間（分数）を入力します。（目安：大人30分、子供15分）



4. 7/Mode ボタンをし、希望するモードを1 - 5(デフォルト設定は3)から選択し、スタートボタンを押すと機械がスタートします。



5. 少しずつ塩を足してアンペア数（AMPS）を1.8 - 2.2の間に調節します。
6. イオンクレンジ終了後付属の足洗浄用水ボトルにて足を洗い流し、タオルで足の水をふきとります。



7. アレイをコントローラーから外し掃除用洗剤を吹きかけよく水で洗い流し、乾燥している直射日光が当たらない場所で保管してください。

※漂白剤や塩素を含む洗剤の使用は避けてください。またブラシやスポンジによるアレイの擦り洗いは避け、洗剤のふきかけと水で洗い流すだけにしてください。



8. イオンクレンジ後のバスタブの水はキッチンお風呂場のシンク、トイレ、などどの排水溝へも安全に流せます。ライナーは再利用せず捨ててください。



8. クレンジ終了後も十分な水分補給を行い、快適な一日をお過ごしください。



不明な点が御座いましたら取り扱い説明書をご覧ください。

それでもわからない点、質問があれば ioncleanse.jp の【お問い合わせ】ページよりお問い合わせください。

イオンクレンズ by AMD JAPAN 公式 LINE アカウントを登録していただければお気軽にご質問頂けます。



QR コードにてイオンクレンズ by AMD JAPAN LINE 公式アカウントを追加できます。