

家庭用イオンクレンジング by AMD かんたんスタート


1. ライナーを敷きバスタブに“Fill line”の線までお湯をいれます



2. アレイをコントローラーに接続し、バスタブにセットします。




3. 電源を入れ、一度スタートボタンを押し使用時間を (+) と (-) ボタンで設定しスタートボタンを押すとイオンクレンジが始められます。(目安：大人30分、子供15分)



IonCleanse[®] Solo by AMD

4. 少しずつ塩を足してアンペア数 (AMPS) を 1.8 - 2.2 の間に調節します。



5. 設定した時間が経過すると終了を知らせるアラームがなり自動で運転が終了します。付属の足洗浄用水ボトルにて足を洗い流し、タオルで足の水をふきとります。



IonCleanse[®] Solo by AMD

6. アレイをコントローラーから外し掃除用洗剤を吹きかけよく水で洗い流し、乾燥している直射日光が当たらない場所で保管してください。

※漂白剤や塩素を含む洗剤の使用は避けてください。またブラシやスポンジによるアレイの擦り洗いは避け、洗剤のふきかけと水で洗い流すだけにしてください。



7. イオンクレンジ後のバスタブの水はキッチンお風呂場のシンク、トイレ、などでの排水溝へも安全に流せます。ライナーは再利用せず捨ててください。



8. クレンジ終了後も十分な水分補給を行い、快適な一日をお過ごしください。



不明な点が御座いましたら取り扱い説明書をご覧ください。

それでもわからない点、質問があれば ioncleanse.jp の【お問い合わせ】ページよりお問い合わせください。

イオンクレンズ by AMD JAPAN 公式 LINE アカウントを登録していただければお気軽にご質問頂けます。



QR コードにてイオンクレンズ by AMD JAPAN LINE 公式アカウントを追加できます。